


Wb、Elisa用 Anti-Sec61A1 ポリクローナル抗体 - P61619

商品番号: CM0017967



前書き

WBおよびELISAで検証済みのSEC61A1ウサギpAb。
ヒトSEC61A1を認識し、ERタンパク質移行と腎臓発生に重要で、マウスおよびラットとの交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SEC61A1 ウサギ pAb
備考/別名	HNPFJ4; SEC61; ADTKD5; HSEC61; SEC61A; SEC61A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29927
GeneID	29927
免疫原	ヒトSEC61A1 (NP_037468.1) のアミノ酸310-420に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P61619
タンパク質分子量	52kDa
発送	保冷バッグ