


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Sec61A1 ウサギ ポリクローナル抗体 - P61619

商品番号: CM0015765



前書き

ヒトSEC61A1 (P61619)

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性があります。小胞体タンパク質輸送とカルシウム恒常性の研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SEC61A1 ウサギ pAb
備考/別名	HNFJ4; SEC61; ADTKD5; HSEC61; SEC61A; SEC61A1
種	ヒト
遺伝子ID	29927
免疫原	ヒトSEC61A1 (NP_037468.1) のアミノ酸310-420に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61619
タンパク質分子量	52kDa
輸送	保冷バッグ