


抗Sec61Bウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P60468

商品番号: CM0022067



前書き

ヒトSEC61Bを標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのSEC61Bを検出します。小胞体のタンパク質転位置及び膜挿入研究に最適で、タンパク質輸送研究で信頼できる性能を発揮します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SEC61B ウサギ pAb
備考/別名	SEC61B; Sec61 トランスロコンβサブユニット
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10952
遺伝子ID	10952
免疫原	ヒトSEC61B (NP_006799.1) のアミノ酸1-96内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60468
タンパク質分子量	10kDa
輸送方法	保冷剤