


## 抗Sec62ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa対応） - Q99442

商品番号: CM0006896



### 前書き

WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで検証済みのSEC62ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットの転座タンパク質SEC62（約46kDa）を標的とし、小胞体タンパク質輸送研究に最適です。UniProt番号はQ99442です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名        | SEC62 ウサギmAb                                            |
| 別名         | HTP1; TP-1; Dtrp1; TLOC1; SEC62                         |
| 種          | ヒト                                                      |
| 遺伝子ID (ヒト) | 7095                                                    |
| 遺伝子ID      | 7095                                                    |
| 免疫原        | ヒトSEC62 (NP_003253.1) のアミノ酸214～314番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                     |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                               |
| 用途         | WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA                                   |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                              |
| SWISS      | Q99442                                                  |
| タンパク質分子量   | 46kDa                                                   |
| 輸送方法       | 保冷剤                                                     |