

Anti-Sec63 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9Ugp8

商品番号: CM0019405

前書き

ヒトSEC63 (ERdj2, DNAJC23)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。小胞体（ER）膜トランスロコン構成因子を標的とし、タンパク質輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SEC63 Rabbit pAb
備考/別名	ERdj2; PCLD2; SEC63L; DNAJC23; PRO2507; SEC63
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11231
GeneID	11231
免疫原	ヒトSEC63 (NP_009145.1) のアミノ酸595-720に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q9UGP8
タンパク質分子量	88kDa
配送条件	氷袋