


Secisbp2に対するウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q96T21

商品番号: CM0027654



前書き

ヒトSECISBP2（SBP2）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。セレノタンパク質合成研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SECISBP2 Rabbit pAb
別名	SBP2; THMA1; SECISBP2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	79048
GeneID	79048
免疫原	ヒトSECISBP2（NP_076982.3）のアミノ酸585～854番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96T21
タンパク質分子量	95kDa
輸送方法	氷袋