


Sel1L ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Ubv2

商品番号: CM0005833



前書き

ヒトSEL1Lに対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ERADおよびNotchシグナリングを標的とし、膵臓研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SEL1L ウサギ mAb
備考/別名	Hrd3; SEL1L1; PRO1063; SEL1-LIKE
種	ヒト
遺伝子ID	6400
免疫原	ヒトSEL1L (NP_005056.3)のアミノ酸251-350に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBV2
タンパク質分子量	89kDa
発送	保冷バッグ