


Wb、If/Icc、Elisa用抗Sel1Lウサギポリクローナル抗体 - Q9Ubv2

商品番号: CM0016338



前書き

ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISA用のヒトSEL1Lに対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。小胞体品質管理およびNotchシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SEL1LウサギpAb
備考／別名	Hrd3; SEL1L1; PRO1063; SEL1-LIKE; SEL1L
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6400
遺伝子ID	6400
免疫原	ヒトSEL1Lのアミノ酸22～190 (NP_005056.3) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBV2
タンパク質分子量	89kDa
輸送	保冷剤