

WbおよびElisa用抗Seleポリクローナル抗体 - P16581

商品番号: CM0018918



前書き

ヒトSELE（E-セレクトリン）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスおよびラットと交差反応性あり。白血球接着および内皮生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SELE ウサギ pAb
備考/別名	ELAM; ESEL; CD62E; ELAM1; LECAM2; selectin-e; SELE
種	ヒト
遺伝子ID	6401
免疫原	ヒトSELE（NP_000441.2）のアミノ酸22-230に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16581
タンパク質分子量	67kDa
輸送	保冷バッグ