

Selenbp1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13228

商品番号: CM0023294

前書き

ヒトSELENBP1（メタンチオールオキシダーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスとの交差反応性があります。セレン生物学、メタンチオール代謝、がんバイオマーカー研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SELENBP1 ウサギ pAb
備考／別名	MTO; LPSB; SP56; hSBP; EHMT0; SBP56; HEL-S-134P; SELENBP1
種	ヒト
遺伝子ID	8991
免疫原	ヒトSELENBP1（NP_003935.2）のアミノ酸243-472に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13228
タンパク質分子量	52kDa
輸送	保冷バッグ