

WbおよびElisa用 抗Selenomウサギポリクローナル抗体 - Q8Wwx9

商品番号: CM0019881

前書き

WBおよびELISA用SELENOMウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのSELENOM（細胞質、小胞体、ゴルジ体におけるジスルフィド結合形成に関与する16kDaのセレノプロテイン）を検出します。研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SELENOM Rabbit pAb
備考/別名	SELM; SEPM; SELENOM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	140606
GeneID	140606
免疫原	ヒトSELENOM (NP_536355.1) のアミノ酸50-130に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8WWX9
タンパク質分子量	16kDa
配送	氷袋