

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Selenop/セレノプロテインP ポリクローナル抗体 - P49908

商品番号: CM0019024

前書き

ヒトSELENOP（セレノプロテインP）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。セレン輸送と抗酸化防御の研究に適しています。43 kDaの分泌型糖タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SELENOP ウサギ pAb
備考/別名	SeP; SELP; SEPP; SEPP1; SELENOP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6414
遺伝子ID	6414
免疫原	組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49908
タンパク質分子量	43KDa
輸送	氷袋