

WbおよびElisa用 抗Sema3B ラビットポリクローナル抗体 - Q13214

商品番号: CM0030357

前書き

ヒトSEMA3Bを標的とするラビットポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。分泌性の軸索ガイダンス因子であるヒトおよびマウスのセマフォリン-

3Bを検出します。神経発達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SEMA3B Rabbit pAb
備考/別名	SemaA; SEMA5; SEMAA; semaV; LUCA-1; SEMA3B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7869
GeneID	7869
免疫原	ヒトSEMA3B (NP_001005914.1) のアミノ酸569-748に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13214
タンパク質分子量	83kDa
配送	氷袋