

## Wb、If/Icc、Elisa用抗Sema3Cポリクローナル抗体 - Q99985

商品番号: CM0015556

### 前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのSEMA3Cウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのセマフォリン-3Cを検出します。心血管系および神経系の発生における重要な調節因子です。発生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 製品名      | SEMA3CウサギpAb                                           |
| 備考／別名    | SemE; SEMAE; SEMA3C                                    |
| 種        | ヒト                                                     |
| GeneID   | 10512                                                  |
| 免疫原      | ヒトSEMA3C (NP_006370.1) のアミノ酸21〜330に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来       | ウサギ                                                    |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                              |
| アプリケーション | WB、IF/ICC、ELISA                                        |
| 交差反応性    | ヒト、マウス                                                 |
| SWISS    | Q99985                                                 |
| タンパク質分子量 | 85 kDa                                                 |
| 輸送       | 保冷剤                                                    |