

Wb、If/Icc、Elisa用抗Sema4A（セマフォリン-4A）ウサギポリクローナル抗体 - Q9H3S1

商品番号: CM0021093

前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISAでの妥当性が確認されたSEMA4Aウサギポリクローナル抗体。神経生物学および免疫調節研究におけるセマフォリンシグナル伝達の解析や、IVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SEMA4A ウサギ pAb
備考／別名	RP35; SEMB; SEMAB; CORD10; SEMA4A
種	ヒト
GeneID（ヒト）	64218
GeneID	64218
免疫原	ヒトSEMA4A（NP_071762.2）のアミノ酸320～580に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H3S1
タンパク質分子量	84 kDa
配送	保冷バッグ