

Wb、Elisa用抗Sema4Cポリクローナル抗体 - Q9C0C4

商品番号: CM0025340



前書き

ヒトおよびマウスSEMA4C（セマフォリン-4C）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。SEMA4Cは軸索ガイダンスと細胞シグナル伝達に関与するPLXNB2受容体です。神経科学および発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SEMA4C ウサギpAb
備考/別名	SEMAF; SEMAI; SEMACLI; M-SEMA-F; SEMA4C
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54910
遺伝子ID	54910
免疫原	ヒトSEMA4C (NP_060259.4) のアミノ酸749～833を含む配列に対応する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9C0C4
タンパク質分子量	93kDa
輸送方法	保冷剤