

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Sema4Fウサギポリクローナル抗体 - O95754

商品番号: CM0015065

前書き

ヒトSEMA4Fを標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットのオルソログも認識します。神経新生および細胞遊走の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SEMA4F ウサギpAb
備考/別名	S4F; SEMAM; SEMAW; M-SEMA; PRO2353; m-Sema-M; SEMA4F
種	ヒト
Gene ID	10505 (ヒト)
免疫原	ヒトSEMA4F (NP_004254.2) のアミノ酸280～420に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95754
タンパク質分子量	84 kDa
輸送	保冷バッグ