


Wb、Elisa用抗Sema7Aポリクローナル抗体 - O75326

商品番号: CM0015960



前書き

ヒトSEMA7A（セマフォリン-7A、CD108）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。SEMA7Aはインテグリンシグナル伝達、免疫応答、軸索誘導を制御します。炎症および神経生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SEMA7AウサギpAb
備考／別名	JMH、CD108、SEMA7、CDw108、PFIC11、SEMAK1、H-Sema-L、H-SEMA-K1、SEMA7A
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8482
遺伝子ID	8482
免疫原	ヒトSEMA7A（NP_003603.1）のアミノ酸45～280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75326
タンパク質分子量	75 kDa
配送	保冷バッグ