

ウエスタンブロット、Elisa用 抗セマフォリン3A ウサギモノクローナル抗体 - Q14563

商品番号: CM0006483

前書き

ウエスタンブロッティングおよびELISA用の高品質セマフォリン3A（SEMA3A）ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのタンパク質を検出。C末端領域由来の組み換え免疫原。神経生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	セマフォリン3A ウサギmAb
備考/別名	HH16; SemD; COL11; SEMA1; SEMAD; SEMAL; coll-1; Hsema-I; SEMAIII; Hsema-III; Semaphorin 3A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10371
免疫原	ヒトセマフォリン3A（NP_006071.1）のアミノ酸582-771に対応する配列を含む組み換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14563
タンパク質分子量	89kDa
発送	保冷剤