


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗セマフォリン4D / Cd100 ウサギモノクローナル抗体 - Q92854

商品番号: CM0003295



前書き

ヒトセマフォリン4D/CD100を標的とする高親和性ウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAアプリケーションで検証済み。診断研究における免疫調節、神経発達、セマフォリン・プレキシングシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	セマフォリン4D / CD100 ウサギmAb
備考/別名	A8; GR3; BB18; CD100; COLL4; SEMAJ; coll-4; C9orf164; M-sema-G
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10507
免疫原	ヒトセマフォリン4D / CD100 (NP_006369.3) のアミノ酸100-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92854
タンパク質分子量	96kDa
輸送	保冷バッグ