


抗Semaphorin-4D/Cd100 ウサギモノクローナル抗体 If/Icc、Fc、Elisa用 - Q92854

商品番号: CM0007583



前書き

ヒトSemaphorin-4D/CD100に対する組換えウサギモノクローナル抗体。IF/ICC、FC、ELISAでの使用が検証済みです。神経新生と免疫応答に関与する82/96 kDaの細胞表面受容体を標的としており、神経科学および免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Semaphorin-4D/CD100 ウサギmAb
別名	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMAJ; coll-4; セマフォリン4D; Semaphorin-4D/CD100
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10507
遺伝子ID	10507
免疫原	ヒトSemaphorin-4D/CD100 (NP_006369.3) のアミノ酸22〜734に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF/ICC, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	Q92854
タンパク質分子量	82kDa/96kDa
発送方法	保冷剤