

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Semg1 ポリクローナル抗体 - P04279

商品番号: CM0020786



前書き

ヒト精液凝固タンパク質1（SEMG1）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト種と反応します。免疫原はアミノ酸312-

462にまたがります。生殖生物学および不妊研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SEMG1 ウサギ pAb
備考/別名	SEMG1; CT103; SEMG; SGI; dJ172H20.2; 精液凝固タンパク質-1
種	ヒト
GeneID	6406
免疫原	ヒトSEMG1（NP_002998.1）のアミノ酸312-462に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04279
タンパク質分子量	45kDa/52kDa
発送	保冷バッグ