

## 抗Semg1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P04279

商品番号: CM0025373



### 前書き

ヒト Semenogelin-

1 (SEMG1) に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。

ヒト、マウス、ラットと反応し、生殖生物学および精液分析研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名        | SEMG1 ウサギpAb                                           |
| 略号/別名      | SGI; SEMG; CT103; dJ172H20.2; SEMG1                    |
| 対象種        | ヒト                                                     |
| 遺伝子ID (ヒト) | 6406                                                   |
| 遺伝子ID      | 6406                                                   |
| 免疫原        | ヒトSEMG1 (NP_002998.1) のアミノ酸24～310番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                    |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                              |
| 用途         | WB、ELISA                                               |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS      | P04279                                                 |
| タンパク質分子量   | 52kDa                                                  |
| 発送方法       | 氷袋梱包                                                   |