

Anti-Semg2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q02383

商品番号: CM0016381

前書き

ヒトSemenogelin-2 (SEMG2)に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応しています。ヒトおよびマウスのSEMG2を検出し、生殖生物学や精液凝固の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	内容
製品名	SEMG2 Rabbit pAb
別名	SGII; SEMG2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6407
遺伝子ID	6407
免疫原	ヒトSEMG2 (NP_002999.1)のアミノ酸383-582番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q02383
タンパク質分子量	65kDa
輸送方法	保冷剤