


Wb、Elisa用抗Senp1ウサギモノクローナル抗体 - Q9P0U3

商品番号: CM0007943



前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗SENP1ウサギモノクローナル抗体です。タンパク質の脱SUMO化に重要な73kDaのSUMO経路ヒドロラーゼであるヒトセントリン特異的プロテアーゼ1 (SuPr-2、SENP1) を標的とします。転写調節やRNAメチル化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SENP1 ウサギmAb
別名	SuPr-2; SENP1
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29843
免疫原	ヒトSENP1 (Q9P0U3) のアミノ酸400～501番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9P0U3
タンパク質分子量	73kDa
発送	氷袋梱包