


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Senp1ウサギポリクローナル抗体 - Q9P0U3

商品番号: CM0014745



前書き

ヒトsentrin特異的プロテアーゼ1 (SENPI) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。SUMO化研究および脱SUMO化酵素研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SENPIウサギpAb
備考／別名	SuPr-2; SENPI
種	ヒト
GeneID	29843 (ヒト)
免疫原	ヒトSENPIのアミノ酸220～420 (NP_001254523.1) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P0U3
タンパク質分子量	73kDa
配送	保冷バッグ