


Anti-Senp2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hc62

商品番号: CM0023469



前書き

ウェスタンブロット、IHCパラフィン、ELISA用に検証された、ヒトSENP2に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。SUMO経路、Wntシグナル伝達、および脂肪細胞分化の研究に適しています。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SENP2 Rabbit pAb
備考/別名	AXAM2, SMT3IP2, SENP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	59343
遺伝子ID	59343
免疫原	ヒトSENP2 (NP_067640.2) のアミノ酸366-589に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HC62
タンパク質分子量	68kDa
配送	氷袋