

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Sepn1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nzv5

商品番号: CM0013548

前書き

SEPN1（セレノプロテインN）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに使用可能。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。酸化ストレス、カルシウム恒常性、筋生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SEPN1ウサギpAb
備考/別名	RSS; CFTD; SELN; CMYP3; MDRS1; RSMD1; SEPN1
種	ヒト
遺伝子ID	57190
免疫原	ヒトSEPN1（NP_065184.2）のアミノ酸341-590に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NZV5
タンパク質分子量	66kDa
発送	保冷バッグ