

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Sepsecs ウサギポリクローナル抗体 - Q9Hd40

商品番号: CM0028202



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用 SEPSECS

ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの SEPSECSを検出します。SEPSECSはセレノタンパク質合成に必須のセレノシステインシンターゼであり、肝疾患における自己抗原としても知られています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SEPSECS Rabbit pAb
備考/別名	LP; SLA; SecS; PCH2D; SLA/LP; SLA-p35; SEPSECS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51091
GeneID	51091
免疫原	ヒトSEPSECS (NP_058651.3) のアミノ酸222-501に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HD40
タンパク質分子量	56kDa
配送	氷袋