


Anti-Septin-1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q8WYj6

商品番号: CM0019585



前書き

ヒトSeptin-1（SWISS: Q8WYJ6）を標的とする組換えポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAに対応。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済み。細胞分裂と細胞骨格の構成に関与する42 kDaのタンパク質を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Septin 1 Rabbit pAb
備考/別名	LARP; SEP1; DIFF6; SEPT1; PNUTL3; Septin 1
種	ヒト
GeneID (human)	1731
GeneID	1731
免疫原	ヒトSeptin 1（NP_443070.5）のアミノ酸270-370に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WYJ6
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスパック