

抗セプチン11 ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nva2

商品番号: CM0018488



前書き

ヒトSeptin-

11を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。細胞骨格、細胞分裂、神経科学研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Septin 11 Rabbit pAb
備考/別名	SEPT11; Septin 11
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	55752
GeneID	55752
免疫原	ヒトSeptin 11（NP_060713.1）のアミノ酸1～120番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NVA2
タンパク質分子量	49kDa
発送方法	保冷剤