

Anti-Septin 11 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nva2

商品番号: CM0014852



前書き

ヒトSeptin-

11（SEPT11）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性あり。細胞骨格および神経細胞構築の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Septin 11 ウサギ pAb
備考/別名	SEPT11; Septin 11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55752
GeneID	55752
免疫原	組換えタンパク質：ヒトSeptin 11（NP_060713.1）のアミノ酸1-120に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NVA2
タンパク質分子量	49kDa
発送	保冷バッグ