


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Septin 2 ポリクローナル抗体 - Q15019

商品番号: CM0026146



前書き

ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISA用の高品質な抗セプチン2ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスセプチン-

2に反応。組換えタンパク質免疫原。細胞分裂および細胞骨格研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Septin 2 Rabbit pAb
備考/別名	DIFF6; NEDD5; SEPT2; NEDD-5; Pnutl3; hNedd5; Septin 2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4735
GeneID	4735
免疫原	ヒトSeptin 2 (NP_004395.1) のアミノ酸112-361に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15019
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷バッグ