


Wb、Elisa用抗Septin 2ウサギモノクローナル抗体 - Q15019

商品番号: CM0011403



前書き

ヒトSeptin 2 (NEDD-5) に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。Septin-2は、細胞分裂、繊毛形成、アクチン細胞骨格の組織化に関するフィラメント形成GTPアーゼです。細胞生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Septin 2 ウサギmAb
備考／別名	DIFF6; NEDD5; SEPT2; NEDD-5; Pnutl3; hNedd5; Septin 2
種	ヒト
Gene ID	4735
免疫原	ヒトSeptin 2 (Q15019) のアミノ酸202～298に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15019
タンパク質分子量	41kDa
輸送	保冷剤