

Wb、If/Icc、Elisa用抗Septin 3ウサギポリクローナル抗体 - Q9Uh03

商品番号: CM0021226



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISAで検証済みのSeptin

3ウサギポリクローナル抗体（41kDa）。サイトカイン分裂に関与する脳特異的細胞骨格GTPアーゼである神経細胞特異的septin-

3を標的とします。神経生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Septin 3 ウサギpAb
備考／別名	SEP3; SEPT3; bK250D10.3; Septin 3
種	ヒト
GeneID	55964
免疫原	組換えタンパク質：ヒトSeptin 3（NP_663786.2）のアミノ酸179～358に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UH03
タンパク質分子量	41kDa
配送	保冷バッグ