


## Wb・Elisa用抗Septine-6ウサギポリクローナル抗体 - Q14141

商品番号: CM0027307



前書き

ヒトSeptine-

6 (Q14141) に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。細胞骨格、細胞分裂、精子形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 製品名      | Septin 6 ウサギpAb                                            |
| 備考／別名    | SEP2; SEPT2; SEPT6; Septin 6                               |
| 対象種      | ヒト                                                         |
| 遺伝子ID    | 23157                                                      |
| 免疫原      | ヒトSeptin 6 (NP_055944.2) のアミノ酸350～434番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源       | ウサギ                                                        |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                                  |
| 用途       | WB、ELISA                                                   |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                                 |
| SWISS    | Q14141                                                     |
| タンパク質分子量 | 50kDa                                                      |
| 発送方法     | 氷袋                                                         |