


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Septin 7ポリクローナル抗体 - Q16181

商品番号: CM0026276



前書き

ヒトSeptin 7

(Q16181)を標的とするウサギポリクローナル抗体。W B、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。免疫原はアミノ酸307-436を標的とする組換えタンパク質です。細胞骨格、分裂、繊毛形成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Septin 7 Rabbit pAb
備考/別名	CDC3, CDC10, SEPT7, SEPT7A, NBLA02942, Septin 7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	989
GeneID	989
免疫原	ヒトSeptin 7 (NP_001011553.2)のアミノ酸307-436に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16181
タンパク質分子量	51kDa
配送	アイスバッグ