

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Septin 8ポリクローナル抗体 - Q92599

商品番号: CM0018283



前書き

ヒトSeptin

8を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC

-
P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。細胞骨格ダイナミクス、小胞輸送、およびアルツハイマー病関連経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Septin 8 Rabbit pAb
備考/エイリアス	SEP2; SEPT8; Septin 8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23176
GeneID	23176
免疫原	ヒトSeptin 8 (NP_001287728.1) のアミノ酸348-427に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92599
タンパク質分子量	56kDa
配送	アイスバッグ