

WbおよびElisa用Anti-Septin 8ラビットモノクローナル抗体 - Q92599

商品番号: CM0003593



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質Septin 8ラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSeptin-8（血小板分泌およびBACE1輸送に関与する細胞骨格GTPアーゼ）と反応します。アルツハイマー病および神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Septin 8 Rabbit mAb
備考/別名	SEP2; SEPT8; Septin 8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23176
免疫原	ヒトSeptin 8 (NP_001287728.1) のアミノ酸1-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92599
タンパク質分子量	56kDa
配送	アイスパック