


## ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 Anti-Septin 9 ポリクローナル抗体 - Q9Uhd8

商品番号: CM0028823



### 前書き

#### ヒトSeptin-

9を標的とした高特異性ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。細胞骨格ダイナミクス、細胞質分裂、微生物病原性研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメーター     | 値                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | Septin 9 ウサギ pAb                                                 |
| 備考/別名      | MSF; MSF1; NAPB; SEPT9; SINT1; PNUTL4; SeptD1; AF17q25; Septin 9 |
| 種          | ヒト                                                               |
| 遺伝子ID (ヒト) | 10801                                                            |
| 免疫原        | ヒトSeptin 9のアミノ酸1-110に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001106964.1)        |
| 由来         | ウサギ                                                              |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                        |
| 適用方法       | WB, IF/ICC, ELISA                                                |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                       |
| SWISS      | Q9UHD8                                                           |
| タンパク質分子量   | 65kDa                                                            |
| 発送方法       | 保冷バッグ                                                            |