

Wb、If-P、Elisa用 Anti-Serca1/Atp2A1 モノクローナル抗体 - O14983

商品番号: CM0003277

前書き

ヒト SERCA1/ATP2A1 (O14983)

を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。カルシウムポンプ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SERCA1/ATP2A1 ウサギ mAb
備考/別名	ATP2A; SERCA1; SERCA1/ATP2A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	487
GeneID	487
免疫原	ヒト SERCA1/ATP2A1 (O14983) のアミノ酸 900-1001 に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	O14983
タンパク質分子量	95kDa/110kDa
発送	保冷バッグ