

Anti-Serca1/Atp2A1 ポリクローナル抗体（Wb用） - O14983

商品番号: CM0012915

前書き

SERCA1/ATP2A1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。骨格筋のカルシウム輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SERCA1/ATP2A1 Rabbit pAb
備考/別名	ATP2A; SERCA1; SERCA1/ATP2A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	487
GeneID	487
免疫原	ヒトSERCA1/ATP2A1 (NP_775293.1) のアミノ酸901-1001に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O14983
タンパク質分子量	110kDa
配送	氷袋