

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 Anti-Serca2/Atp2A2 モノクローナル抗体 - P16615

商品番号: CM0002974



前書き

SERCA2/ATP2A2に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに交差反応性あり。カルシウム輸送やER/SR機能の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SERCA2/ATP2A2 ウサギ mAb
備考/別名	DD, DAR, ATP2B, SERCA2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	488
免疫原	ヒトSERCA2/ATP2A2 (P16615) のアミノ酸943-1042に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16615
タンパク質分子量	115 kDa
発送	保冷剤