

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Serca2/Atp2A2ポリクローナル抗体 - P16615

商品番号: CM0014713



前書き

ヒトSERCA2/ATP2A2に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。カルシウムシグナル伝達および小胞体ストレス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SERCA2/ATP2A2 ウサギpAb
備考/別名	DD; DAR; ATP2B; SERCA2; SERCA2/ATP2A2
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	488
遺伝子ID	488
免疫原	ヒトSERCA2/ATP2A2 (NP_733765.1) のアミノ酸1〜80内の配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16615
タンパク質分子量	115kDa
配送	保冷バッグ