

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Serinc1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nrx5

商品番号: CM0021605

前書き

ヒトSERINC1（セリン取り込み因子1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC、C-P、ELISA用途でバリデーション済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。ホスファチジルセリンおよびスフィンゴ脂質の生合成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SERINC1ウサギpAb
備考／別名	TDE2; TMS2; TDE1L; TMS-2; SERINC1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	57515
GeneID	57515
免疫原	合成ペプチド ヒトSERINC1（NP_065806.1）のアミノ酸350～453内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NRX5
タンパク質分子量	50kDa
配送	保冷バッグ