

WbおよびElisa用 抗セリンラセマーゼ ウサギモノクローナル抗体 - Q9Gzt4

商品番号: CM0003854



前書き

WBおよびELISAアプリケーション用、ヒトに反応性を示す抗セリンラセマーゼ

ウサギモノクローナル抗体。セリンラセマーゼは、L-セリンをNMDA受容体の共アゴニストであるD-セリンに変換します。神経学および統合失調症の研究に関連しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Serine racemase Rabbit mAb
エイリアス	ILV1, ISO1, Serine racemase
種	ヒト
GeneID (ヒト)	63826
免疫原	ヒト Serine racemase (NP_068766.1) のアミノ酸1-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9GZT4
タンパク質分子量	37kDa
配送	氷袋