

抗セリンラセマーゼ（Srr）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Gzt4

商品番号: CM0025463



前書き

ヒトセリンラセマーゼ（SRR）に対するウサギポリクローナル抗体（WBおよびELISA用）。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。分子量：37kDa。D-セリン合成およびNMDA受容体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRR ウサギpAb
備考/別名	ILV1; ISO1; SRR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	63826
GeneID	63826
免疫原	ヒトSRRの1-340アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_068766.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZT4
タンパク質重量	37kDa
配送	アイスバッグ