

セロトニントランスポーター抗ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q60857

商品番号: CM0030214

前書き

このウサギポリクローナル抗体は、マウスセロトニントランスポーター（SERT/Slc6a4）のN末端領域を標的とします。WB、IHC-P、ELISAで検証済み；マウスおよびラットと交差反応します。セロトニンシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Serotonin transporter Rabbit pAb
備考/別名	Htt; Sert; 5-HTT
種	マウス
GeneID (ヒト)	6532
GeneID	15567
免疫原	組換えタンパク質（マウスSerotonin transporter (NP_034614.2) のアミノ酸1-85に相当する配列を含む組換え融合タンパク質）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q60857
タンパク質分子量	70 kDa
配送	氷袋