

Anti-Serpina10 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q9Uk55

商品番号: CM0026829



前書き

Western blot、IHC-

P、ELISAで検証済みの高品質な抗SERPINA10ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSERPINA10（タンパク質Z依存性プロテアーゼインヒビター）を認識し、凝固研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SERPINA10 Rabbit pAb
備考/別名	PZ1; ZP1; SERPINA10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51156
GeneID	51156
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UK55
タンパク質分子量	51kDa
配送	アイスバッグ