

Wb、Elisa用抗Serpina9ポリクローナル抗体 - Q86Wd7

商品番号: CM0020747

前書き

ヒトSERPINA9（Serpin A9）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAでの性能検証済みで、胚中心B細胞の生物学およびセルピン機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SERPINA9ウサギpAb
備考／別名	GCET1 ; SERPINA11 ; SERPINA11b ; SERPINA9
種	ヒト
GeneID（ヒト）	327657
GeneID	327657
免疫原	ヒトSERPINA9（NP_783866.2）のアミノ酸110～210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86WD7
タンパク質分子量	47 kDa
配送	保冷剤